

PlauderPaula – Wie komme ich an mein Programm?

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für "PlauderPaula", die Software zu Therapie von Aussprachestörungen der Laute "SCH, S, F, K, T, G, R" und zur Förderung der Phonologischen Bewusstheit entschieden haben!

Nach dem Kauf können Sie **PlauderPaula** ganz einfach herunterladen und installieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Download des Programms

Der Software-Download steht Ihnen nach der Bearbeitung Ihrer Bestellung in Ihrem Kundenkonto in unserem Online-Shop zur Verfügung.

Loggen Sie sich ein und öffnen Sie den Reiter „**Bestellungen**“. In den Details Ihrer Bestellung finden Sie den Download-Link.

Zusätzlich erhalten Sie nach der Bearbeitung eine **E-Mail mit dem direkten Link zum Produktdownload**.

2. Zip-Datei entpacken

Nach dem Download finden Sie auf Ihrem Computer (meist im Ordner „**Downloads**“) eine **Zip-Datei** mit dem Namen „*PlauderPaula*“.

Doppelklicken Sie diese Datei mit der linken Maustaste und wählen Sie „**Entpacken**“.

Es wird ein neuer Ordner erstellt. Darin befinden sich:

- die Installationsdatei „**PlauderPaula Setup**“
- eine **Textdatei mit Ihrem persönlichen Passwort**

3. Installation starten

Doppelklicken Sie auf die Datei „**PlauderPaula Setup**“.

Sie werden nun nach Ihrem Passwort gefragt. Geben Sie dieses aus der Textdatei ein (entweder abtippen oder kopieren und einfügen).

4. Installationsort auswählen

Wählen Sie anschließend den Ordner bzw. den Speicherort, an dem **PlauderPaula** installiert werden soll.

5. Programmsymbol festlegen

Im nächsten Schritt können Sie auswählen, ob ein **Symbol/Icon** für das Programm erstellt werden soll (z. B. auf dem Desktop).

6. Installation abschließen

Das Programm wird nun installiert und am gewählten Ort gespeichert.
Falls Sie ein Symbol/Icon ausgewählt haben, finden Sie dieses nun an der entsprechenden Stelle.

7. Programm starten

Nach Abschluss der Installation können Sie **PlauderPaula** sofort starten oder später jederzeit durch Doppelklicken auf das Programmsymbol mit dem Üben beginnen.

Viel Spaß mit PlauderPaula!