

novafon®

Bewährte Wirkweise.

Lindert Schmerzen.

Löst Verspannungen.





Facts

→ 1 Million+ zufriedene Anwender:innen setzen novafon effektiv gegen Schmerzen im Alltag ein.

Deine Schmerzen begleiten dich schon viel zu lange?

Ob Verhärtungen im Nacken, ein verspannter Kiefer oder schmerzende Gelenke: novafon dringt schonend über senkrechte Vibrationen bis zu 9 cm+ tief in die Muskulatur ein und lindert dort effektiv Schmerzen und Verspannungen.

Das breite Anwendungsspektrum reicht dabei von Kopf bis Fuß: novafon ist sowohl für die Schmerzlinderung an empfindlichen Körperstellen wie Fingern, Ellenbogen, Kiefer oder Achillessehne als auch zur Behandlung hartnäckiger Verspannungen an Rücken, Nacken, Waden und Oberschenkeln bestens geeignet.

Die Wirkung der lokalen Vibrationstherapie ist durch zahlreiche Studien belegt und wird bereits seit 1932 erfolgreich bei Mensch und Tier angewandt. Mit novafon Schmerzen lindern, die Muskulatur entspannen und die Lebensqualität steigern – überzeugen Sie sich selbst.

Klingt zu schön um wahr zu sein? Hier findest Du Studien und Erfahrungsberichte rund um die lokale Vibrationstherapie mit novafon.





Für deine Therapie gemacht. Nachweislich wirksam. Wissenschaftlich belegt.

Bereits seit über 90 Jahren stellen wir Schallwellengeräte her. Die Marke novafon ist Botschafter der lokalen Vibrationstherapie und steht für Qualität und Innovation.

Unsere bewährten Therapiegeräte sind „Made in Germany“. Als Medizinproduktehersteller ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Produkte unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen – für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kund:innen.

[Made in Germany](#)

Unser Qualitätsversprechen: höchste Ansprüche an Verarbeitung und Material. Langlebige und zuverlässige Funktion. Eine lückenlose Qualitätssicherung.

[Zertifiziertes Medizinprodukt](#)

TÜV SÜD Product Service GmbH ist die benannte Stelle (Identifikationsnummer 0123) von novafon für die Vibrationsschallwellengeräte. Alle anderen novafon-Produkte werden geprüft, und die Konformität wird in alleiniger Verantwortung von novafon erklärt.

Von Kopf bis Fuß, ein breites Behandlungsspektrum.

Gezielte Aktivierung & Entspannung der Muskulatur – für spürbare Therapieerfolge von Symptomen bei:

- Akuten & Chronischen Schmerzen
- Neurorehabilitation (Sensomotorik)
- Stimm- & Schluckbeschwerden

Unsere Wirkversprechen für Dich:

- Schmerzen lindern
- Muskulatur entspannen
- Muskulatur aktivieren
- Durchblutung fördern
- Beweglichkeit verbessern
- Gangbild verbessern
- Handmotorik verbessern
- Wahrnehmung fördern
- Teilhabe im Alltag steigern
- Sensibilität verbessern
- Spastiken lösen
- Tonus regulieren
- Stimmstörungen behandeln
- Schluckbeschwerden verbessern
- Artikulationsstörungen verbessern

Verbesserung deiner Symptome bei:

- Rückenschmerzen
- Sehnenschmerzen bei Tennis- und Golferellenbogen
- Kiefergelenksschmerzen und -verspannungen (CMD)
- Gelenkschmerzen (Arthrose)
- Rheumatische Schmerzen
- Fibromyalgie
- Narbenschmerz
- Schlaganfall
- MS
- infantile Cerebralparese
- Chirurgischen Eingriffen
- Dysphagie
- myofunktionelle Störungen



Senkrechte Stimulation

Durch die senkrechte Stimulation entfalten sich die Vibrationen wissenschaftlich nachgewiesen dort im Gewebe, wo ihre Wirkung erzielt werden soll.



Flexible Anwendungsmöglichkeiten

Durch verschiedene Frequenzen (50 Hz, 75 Hz, 100 Hz)* kann der Muskeltonus je nach Behandlungsziel entweder erhöht (Aktivierung) oder reduziert (Entspannung) oder Schmerzen gelindert werden.



9cm + Tiefenwirkung

novafon Geräte haben eine gezielt einsetzbare Tiefenwirkung von 9 cm +, während andere Geräte wie z. B. Massageguns oft nur oberflächlich stimulieren.*

* Anzahl Frequenzen & sowie Tiefenwirkung können je nach Gerätetyp variieren. Siehe Gerätevergleich S. 14-15.

Lokale Vibrationstherapie.

Bewährte Methode.

Effektive Tiefenwirkung.

Mit insgesamt drei verschiedenen Frequenzen – 100, 75 und 50 Hz ermöglicht novafon eine systematische und vielseitige Behandlung.

100 Hz | Linderung von Muskelschmerzen

Wenn der sensorische Reiz der Vibration auf die Nervenfasern trifft, kann die Weiterleitung von Schmerzsignalen an das Gehirn gehemmt werden, da der sensorische Reiz den Schmerzreiz überlagert. Dieser unter „Gate-Control-Prinzip“ bekannte Effekt kann bei regelmäßiger Anwendung auch längere Zeit nach der Behandlung anhalten. So lassen sich Schmerzen ganz ohne Medikamente lindern.

75 Hz | Aktivierung der Muskulatur


Die sanften Vibrationen aktivieren die Muskulatur. Die Durchblutung wird angeregt und die Muskulatur besser mit Stoffwechselprodukten wie Sauerstoff versorgt.“

50 Hz | Entspannung der Muskulatur


Über die tiefenwirksamen Vibrationen werden Muskelverspannungen gelöst und verhärtetes Gewebe gelockert – und das von Kopf bis Fuß: Von der Kiefermuskulatur bis hinunter zur Achillessehne.

* Quellen „Gate-Control-Prinzip“ siehe letzte Seite Umschlag.

** Anzahl der Frequenzen kann je nach Gerätetyp variieren. Siehe Gerätevergleich S. 14-15.



Zitat



Ich teste jetzt seit 4 Wochen das neue NOVAFON power 2* und bin total begeistert (...)

Anwenderin C., Februar 2023, Google



* NOVAFON Power 2 entspricht dem neuen Produktname: novafon one+

Erfahrungen, die bewegen. Stimmen aus der Community.

„Das Novafongerät benutzen meine Partnerin und ich seit ca. 4 Wochen und die Beschwerden am **Tennisellenbogen** und am Daumengelenk haben sich merklich verbessert (...)" Anwender D., August 2023

„Ich habe Novafon bei meiner Ergotherapeutin kennengelernt, da ich **Arthrose** in den Daumengelenken habe. Da die Behandlung 1-2 x wöchentlich erfolgte und ich merkte, dass diese mir hilft, die Beweglichkeit zu verbessern, bekam ich es beim Orthopäden verordnet. Nun setze ich es täglich zu Hause ein und bin sehr zufrieden damit.“ Anwenderin C., 06.11.2023, Trustpilot

„Ich nutze es hauptsächlich für meine **CMD Erkrankung** aber auch für die **Fibromyalgie** und **Arthrose**. Mein Kiefer ist viel entspannter als vorher und es ist sehr angenehm. Bei der Fibro bringt es auch Erleichterung und ich brauche nicht mehr so viel Schmerzmittel wie vorher (...)" Anwenderin C., Februar 2023, Google

92 %

der befragten Physiotherapeut:innen
setzen das novafon regelmäßig zur
effektiven Schmerzlinderung in ihrer
Therapie ein.*



*novafon Anwendungsbefragung 2022 (253 teilnehmenden Therapeut:innen)

Gerätevergleich



novafon max+

Maximale Intensität für alle Behandlungen & flexibel anpassbar

Frequenzen

100 Hz | 75 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität

15 Intensitätsstufen individuell einstellbar

Display

High-res LCD-Display



Tiefenwirkung

9 cm +

Intensitätsspektrum



novafon max

Kraftvoller & intuitiver Einstieg in deine Therapie

Frequenzen

100 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität

nur für Firmware-Update

Display


LED-Dot-Display



Tiefenwirkung

9 cm +

Intensitätsspektrum



novafon one+

Sehr sanfte bis starke Behandlungen & flexibel anpassbar

Frequenzen

100 Hz | 75 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität

15 Intensitätsstufen individuell einstellbar

Display


High-res LCD-Display



Tiefenwirkung

6 cm +

Intensitätsspektrum



novafon one

Sanfte Schmerzlinderung für sensible Bereiche

Frequenzen

100 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität



Display

LED-Anzeige



Tiefenwirkung

6 cm


Intensitätsspektrum



***Hinweis zur Produktumbenennung 2026:**

Das novafon one wird aktuell noch als „DAS NOVAFON“ geführt.

Das novafon one+ wird aktuell noch als „DAS NOVAFON power 2“ geführt.



Unsere Produktwelt **max**

Geräte novafon max+ & max | Aufsatz-Sets & Zubehör

novafon max+

Maximale Kraft.
Spürbar Wirksam.



15 Intensitäten
feinjustierbar über
die novafon App

Travel Lock
Funktion

5 Intensitäten per
Tastendruck

9 cm +
Tiefenwirkung

2.7x stärker als
unsere one-Serie

Einfaches Laden per
Magnetkontakt



Bluetooth-Konnektivität
zur novafon App

High-Res
LCD-Display

3 Frequenzen
100 Hz, 75 Hz, 50 Hz

Strahlwasserge-
schützt nach IP65

Mehr Infos
in unserem Shop.



novafon max

Tief wirksam. Einfach stark.




Mehr Infos
in unserem Shop.



Müheloser Aufsatzwechsel.

Dank des intuitiven Stecksystems sitzt jeder Aufsatz sofort.

Durch eine leichte Drehbewegung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand anzubringen oder zu lösen.



Teller- und Kugelaufsatz

zur flächigen Anwendung und zum Ausstreichen

Kugelaufsatz

kleinflächigere und punktuelle Behandlungen



Teller- und Kugelaufsatz, sowie ein Ladekabel mit Netzstecker sind Teil des Lieferumfangs beim Kauf eines novafon Gerätes.



Die Aufsätze für das novafon max+ und max sind um 90 Grad drehbar und können so flexibel an die Bahnen großer Muskelgruppen angepasst werden.

Dies sorgt für eine kräfteschonende Anwendung ohne Verrenkungen und bietet eine noch angenehmere Behandlung.

Für jede Anwendung der passende Aufsatz.

Faszien-Set max



Knöchelaufsatz

Ideal für konvexe Körperbereiche. „Knöchel“-Struktur ist der Therapeutenhand nachempfunden und ermöglicht eine effektive Bearbeitung der Muskulatur.



Faszien-Pflug

Der Faszien-Pflug arbeitet präzise in sensiblen Regionen wie Nacken und Unterschenkel und löst hier das Gewebe & Verspannungen.



Faszien-Schieber

Der Faszien-Schieber ermöglicht eine intensive, großflächige Anwendung in konkaven und konvexen Gebieten, um Faszienstränge auszustreichen.

Aufsätze für das novafon max und max+
Alle Aufsätze sind erhältlich in Schwarz und Weiß.

Mobility-Set max



Sensi-Roller

Der Sensi-Roller kombiniert die durchblutungsfördernde Igelballmassage mit den Vibrationen des novafon Schallwellengeräts und stimuliert so die Oberflächen- und Tiefensensibilität.



Kegelaufsatz

Der Kegelaufsatz ermöglicht eine punktgenaue Behandlung von Narben oder dient für präzise Anwendungen, z.B. an Fingern oder schwer zugänglichen Stellen.



Fokusaufsatz

Durch die spitz zulaufende Geometrie des Fokusaufsatzes können die Schallwellen punktuell übertragen und stärker gebündelt werden. Der Fokusaufsatz wird vielseitig eingesetzt und ist optimal für die Behandlung von Triggerpunkten geeignet.



Unser Zubehör. Für dein bestes novafon Erlebnis.

Transport Cases

Dein praktisches Transport Case max | Large bietet dir eine sichere und komfortable Lösung, um dein novafon und Zubehör überallhin mitzunehmen. Mit zusätzlichem Platz für das Transport Case mini, das ideal für die Aufbewahrung der max Aufsatz-Sets geeignet ist, bist du optimal ausgestattet. Perfekt organisiert und geschützt, begleitet dich dein novafon jederzeit zuverlässig.



Ladestation max+ & max

Die Ladestation ist die ideale Ergänzung für dein novafon: Sie bietet nicht nur eine bequeme Lademöglichkeit, sondern sorgt durch ihren stabilen Stand auch dafür, dass dein Gerät immer griffbereit und jederzeit einsatzbereit ist.

Mehr Infos
in unserem Shop.





Unsere Produktwelt **one**

Geräte novafon one+ & one | Aufsatz-Sets & Zubehör

Bisher
bekannt als
NOVAFON power 2

novafon one+

Smartes Multitalent für alle Behandlungen

15 Intensitäten
feinjustierbar über
die novafon App

3 Intensitäten per
Tastendruck

Travel Lock
Funktion

6 cm +
Tiefenwirkung

High-Res
LCD-Display

3 Frequenzen
100 Hz, 75 Hz, 50 Hz

Bluetooth-Konnektivität
zur novafon App

Spritzwasserge-
schützt nach IP 44

Mehr Infos
in unserem Shop.



Bisher
bekannt als
DAS NOVAFON

novafon one

Sanfte Schmerzlinderung sensibler Bereiche.



Mehr Infos
in unserem Shop.



Für jede Anwendung der passende Aufsatz.

Reha-Set one



Teller Aufsatz XL

Der Teller Aufsatz XL bietet eine großflächige Behandlung, die sich besonders für größere Muskelgruppen eignet. Optimal zum Lösen von Verspannungen und zur Aktivierung der Durchblutung.



Igelaufsatz

Der Igelaufsatz kombiniert eine intensive Stimulation mit einem durchblutungsfördernden Effekt. Perfekt zur gezielten Oberflächen- und Tiefensensibilisierung.



Kegelaufsatz

Der Kegelaufsatz ermöglicht eine punktgenaue Behandlung von Narben oder dient für präzise Anwendungen, z.B. an Fingern oder schwer zugänglichen Stellen.


Aufsätze für das novafon one+ und one.
Alle Aufsätze sind erhältlich in Schwarz und Weiß.

Physio-Set one



Faszien-Keil

Tief liegende Muskelzwischenräume und größere Körperpartien werden mit dem Faszien-Keil effektiv ausgestrichen.



Faszien-Ball

Der Faszien-Ball ermöglicht eine großflächige Anwendung, insbesondere an konkaven Flächen wie z. B. Armbeuge oder Taille, sowie eine punktuelle Behandlung.



Faszien-Gabel

Mit der Faszien-Gabel können Muskelstränge und umliegendes Faszien Gewebe gezielt bearbeitet werden.

Weitere Aufsätze für deine Behandlung.




Magnetaufsatz

Durch die spitz zulaufende Geometrie des Magnetaufsatzes können die Schallwellen punktuell übertragen und stärker gebündelt werden. Der Magnetaufsatz wird vielseitig eingesetzt und ist optimal für die Behandlung von Triggerpunkten geeignet.



Sensiroller

Der Sensi-Roller kombiniert lokale Vibration und Igelballmassage zur Schmerzlinderung und Durchblutungsförderung. Er enthält drei Rollen mit unterschiedlichem Härtegraden – weich, mittel und hart –, die individuell eingesetzt werden können.




Intraorale Aufsätze

Ermöglichen eine gezielte vibrotaktile Stimulation im Mundraum und eröffnen damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten – optimal für die CMD-Therapie.

Müheloser Aufsatzwechsel. Intelligentes Stecksystem zum Anbringen der Aufsätze.

Durch eine Vierteldrehung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand leicht anzubringen oder zu lösen.



Telleraufsatz

zur flächigen Anwendung und zum Ausstreichen



Kugelaufsatz

kleinflächigere und punktuelle Behandlungen

Teller- und Kugelaufsatz, sowie ein Ladekabel mit Netzstecker sind Teil des Lieferumfangs beim Kauf eines novafon Gerätes.

Unser Zubehör. Für dein bestes novafon Erlebnis.

Transport Cases

Unsere platzsparenden Cases wurden speziell zur Aufbewahrung eines einzelnen oder mehrerer novafon Geräte einschließlich Netzteil/Kabel oder Lieblingsaufsätzen sowie Verlängerungsgriff konzipiert. Individuelles Zubehör kann darüber hinaus bequem in der im Deckel befindlichen Netztasche verstaut werden.



Finde weiteres
Zubehör in unserem
Shop unter:



Verlängerungsgriffe

Mit dem praktischen Verlängerungsgriff lassen sich auch schwer zu erreichende Stellen, wie z.B. der Rücken oder die Füße, besonders gut selbst behandeln. Einfach Verlängerungsgriff auf das novafon one oder one+ stecken, verriegeln und die Behandlung wie gewohnt durchführen.



Ladestationen

Die Ladestation ist die ideale Ergänzung für dein novafon: Sie bietet nicht nur eine bequeme Lademöglichkeit, sondern sorgt durch ihren stabilen Stand auch dafür, dass dein Gerät immer griffbereit und jederzeit einsatzbereit ist.


Rundum versorgt mit novafon

Anwendungs-App | Anwendungsberatung |
hilfreiche Links & Informationen

Entdecke jetzt unsere novafon Anwendungs-App

Die perfekte Ergänzung zum novafon Schallwellengerät. Der novafon Behandlungs-Guide bietet dir die Möglichkeit, das Gerät besser kennenzulernen, die richtige Anwendung für dich zu finden, zu verstehen und durchzuführen.

Zudem unterstützt dich die App dabei, die novafon Anwendung noch besser in deinen Alltag zu integrieren.



- Erhalte nützliche Infos zu Gerät und Wirkweise
- Erfahre Wissenswertes zu Körperbereichen und Hintergründen
- Lass dich Schritt für Schritt durch die Anwendungen führen
- Einfache und schnelle Firmware Updates (ausgenommen das novafon one)


QR Code scannen & kostenfrei App downloaden



Die Zukunft ist smart.
Praktische Bluetooth-Konnektivität.

Die direkte Bluetooth-Verbindung zwischen novafon max+ oder one+ und der kostenlosen novafon App ermöglicht dir noch bessere, sowie personalisierbare, Einstellungsmöglichkeiten.* Tauche ein in die smarte Zukunft der lokalen Vibrationstherapie.

*Nicht verfügbar bei max und one



Regulierbare Intensitätsstufen

Das große Intensitätsspektrum mit insgesamt 15 Stufen ermöglicht dir eine vielseitige Anwendung ganz nach deinem Empfinden und erlaubt die systematische Behandlung jedes Muskels.

Von sanften Intensitätsstufen für empfindliche und schmerzende Körperregionen bis hin zu starken Intensitätsstufen für große Muskelgruppen und hartnäckige Verspannungen – das novafon max+ und one+ lassen sich flexibel auf deine Bedürfnisse einstellen.

Werde kreativ

Mach das novafon max+ oder das one+ zu deinem ganz persönlichen Alltagsbegleiter und lass dich individuell begrüßen.

Wähle deine Lieblings-Displayfarbe und speichere deine persönlichen Behandlungsabläufe.





Informationen & Vorteile für deine novafon Anwendung

Wir unterstützen dich bei der Verwendung unserer novafon Geräte und bieten dir hierzu verschiedene Möglichkeiten:

Beratung

Anwendungsberatung

Die telefonische Anwendungsberatung mit einer unserer Therapeut:innen ist für Dich kostenlos. Passe Deine Behandlung mit dem novafon deinen persönlichen Bedürfnissen an.

Web-Seminare

Unsere Web-Seminare sind für dich kostenlos. Ein:e Therapeut:in führt dich in verschiedene Themen ein und erläutert die Grundfunktionen und Wirkweise des novafon.

FAQs

Du hast noch weitere Fragen? Dann findest du hier sicherlich deine Antworten - unser FAQ-Bereich:



[novafon.com/c/
eigenanwender/
faqs](https://novafon.com/c/eigenanwender/faqs)

Services

Risikofrei testen

Mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gehst du kein Risiko ein: Bist du nicht überzeugt, erstatten wir dir den vollständigen Kaufbetrag. Der Rückversand innerhalb Deutschlands ist für dich kostenlos.

Wissenswertes

Zu jedem novafon erhältst du unser umfassendes Anwendungsbuch kostenlos dazu. Ergänzend veröffentlichen wir regelmäßig Infopaper, die dir einen kompakten und verständlichen Überblick über Anwendungsmöglichkeiten der lokalen Vibrationstherapie bei verschiedenen Indikationen und Symptomen geben. Alle Materialien findest du auch digital in unserem Downloadbereich.



[novafon.com/de/c/
eigenanwender/ratgeber-
und-downloads](https://novafon.com/de/c/eigenanwender/ratgeber-und-downloads)

Finde hier wichtige Hinweise und hilfreiche Links.

Kontraindikationen

Die lokale Vibrationstherapie ist eine einfache, sichere und effektive Therapiemethode. Beachte jedoch bitte die folgenden Kontraindikationen und Hinweise zu Nebenwirkungen. Eine Anwendung von novafon ist nicht zulässig bei:

- Offenen Wunden / Ekzemen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Arteriosklerose (in der zu behandelnden Körperregion)
- Aktuellen Episoden von Epilepsie
- Schwangerschaft
- Implantaten (in der zu behandelnden Körperregion)
- Herzschrittmachern, Defibrillatoren
- Thrombosen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Hirnschrittmachern und Hirnstimulatoren
- Herzrhythmusstörungen
- Tumoren, kanzerös und nicht kanzerös
- Akuten entzündlichen Stellen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Akuten Episoden entzündungsbedingter Krankheiten

Nebenwirkungen

Bitte beachte, dass es zu folgenden Nebenwirkungen kommen kann:

- Schmerzverstärkung/unangenehme Empfindung (gelegentlich)
- Unwohlsein/ Schwindel/ Unruhezustände (gelegentlich)
- Hautirritationen (selten)
- Blaue Flecke (sehr selten)
- Reflexe/ ungewollte Muskelkontraktionen (selten)
- Muskelkater (selten)

Brich die Behandlung unverzüglich ab, sollte sich eine dieser Nebenwirkungen einstellen. Beachte, dass gerade bei der Schmerzbehandlung eine Erstverschlimmerung der Beschwerden eintreten kann, bevor du eine Verbesserung feststellst. Eine leichte Hautrötung und -erwärmung stellen keinen Grund zur Besorgnis dar. Dies ist ein gewünschter Effekt der lokalen Vibrationstherapie, der durch die erhöhte Durchblutung entsteht.

* Quelle „Gate-Control-Prinzip“

Lundeberg T. 1984c. The pain suppressive effect of vibratory stimulation and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) as compared to aspirin. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-med/6608397>

Staud R, Robinson ME, Goldman CT, et al. Attenuation of experimental pain by vibro-tactile stimulation in patients with chronic local or widespread musculoskeletal pain. *Eur J Pain*. 2011 Sept;15(8):836-42.

Melzack, R.; Wall, P. D. Pain mechanisms: a new theory. *Science*. 1965 Nov 19; 150(3699): 971–979. doi: 10.1126/science.150.3699.971. PMID: 5320816.

© 2026 by NOVAFON - Elektromedizinische Geräte GmbH, 71384 Weinstadt

Eine Haftung des Unternehmens und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Alle Rechte, insbesondere das Recht an Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung in weitere Sprachen, vorbehalten. Das Buch ist für die novafon GmbH nach § 54 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG urheberrechtlich geschützt.



NOVAFON – Elektromedizinische Geräte GmbH
Daimlerstr. 13, 71384 Weinstadt
www.novafon.de



2500071-00_V02 Stand: 03/26



[novafon_de](https://www.facebook.com/novafon_de)